



郑州长城科工贸有限公司

专业 匠心 智造



-20°C

+40°C

新品推荐

# 循环冷却器 DL 249

智能控温 绿色环保 4.3寸触摸屏 多重保护 控温精度±0.5°C



\*产品图为效果图, 请以实物为准



生物医药

配套生物反应器、电子显微镜、气相色谱/质谱、电感耦合等离子体等



制造业

半导体制造、特种气体气瓶柜冷却、工作机床冷却等



高校实验室

代替冷却水, 旋转蒸发仪及烧瓶反应装置等回流、蒸馏、精馏等冷凝

## ▶ 技术参数

型号	DL 249	
*载热体输出温度范围(°C)	-20~40	
使用环境温度(°C)	5~35	
温度显示方式	数字式	
温度稳定性(°C)	±0.5	
额定功率(W)	1000	
**制冷量(W)	@20°C	1300
	@10°C	1150
	@0°C	900
制冷剂	R404A	
加液量(L)	9	
循环泵	最大流量(L/min)	23
	最大压力(bar)	1.2
连接软管(mm)	硅橡胶软管:Φ13×Φ9	
安全保护	延时、过热、过电流保护、高压保护	
储液槽材质	06Cr19Ni10	
载热体出、回液口	G1/2	
防护等级	IP 20	
电源	220—240V~, 50Hz	
外形尺寸(mm)	300W×480D×630H	
重量(kg)	38	

\* 室温高于15°C, 且设备空载时, 单独启动循环泵可将储液槽内载热体温度升至40°C。

\*\* 环境温度为20°C时。

## ▶ 推荐配套

生物反应器

电子显微镜

气相色谱

电感耦合等离子体

旋转蒸发器

玻璃反应釜

根据实验需求, 搭配方案多种选择

全国销售服务热线:400-0888-126 (转1)

国际贸易销售服务热线:400-0888-126 (转2)

全国售后服务热线:400-0888-126 (转3)

企业邮箱:zzcc\_sc@zzgwsit.cn

地址:河南省郑州市上街区科学大道1119号

北京办事处电话:010-58871699

上海办事处电话:021-50275648/50275649

郑州办事处电话:0371-67890090/67890030

西安办事处电话:029-87450363

成都办事处电话:028-86045852

